

Technische Daten ImageMaster® ENDO PRO

| | ImageMaster® ENDO PRO |
|--|------------------------------|
| Genauigkeit (MTF auf der Achse und außeraxial) | ±0.03 MTF |
| Wiederholbarkeit (MTF auf der Achse und außeraxial) | ±0.02 % MTF |
| Endoskoplängen | 140 mm ... 550 mm |
| Max. Objektstand | 50 mm |
| Messzeit (Standard) | 3 min |
| Messzeit (Standard und erweitert) | 4 min |
| Außeraxiale Messpunkte | 12 (weitere auf Anfrage) |
| Blickrichtung | 0 ... 70° |
| Max. Bildfeld | 120° |
| Max. Objekthöhe | ±35 mm |
| MTF Raumfrequenz | bis zu 350 lp/mm |
| Abmessungen mit Tisch (H x B x T) | 1.900 mm x 1.550 mm x 900 mm |
| Gewicht mit Tisch | 470 kg |
| Typ | Standgerät |